

# COLDEX® - PVA-Schaum

offenporige Wundauflage, temporärer Hautersatz (100% PVA)



1  
medizinprodukte gmbh  
**VELO**

velo medizinprodukte gmbh  
Lohweg 17  
D-92369 Reichertshofen

Tel +49-(0)91 81 - 26 14 12  
Fax +49-(0)91 81 - 26 14 13  
velo@medizinprodukte.com  
www.velo-medizinprodukte.com

## Eigenschaften

- feuchter, weicher und feinporiger Schaum
  - besonders für die Behandlung sensibler Gewebestrukturen geeignet
  - passt sich dem Wundgrund sehr gut an
- hohe Zugfestigkeit
  - eignet sich zum Füllen unterminierter Wunden und Wundhöhlen
  - kann mit den Wundrändern vernäht werden
- hohe Kapillarwirkung
  - effektive Oberflächenreinigung von Wunden
  - entfernt bakterienbelastetes Sekret aus der Wunde, reduziert die Keimzahl
  - fördert die Bildung von Granulationsgewebe
- niedriger pH-Wert (3,5 - 4,5)
  - hemmt Bakterienwachstum
  - fördert die Wundheilung
  - erleichtert die Reepithelisierung
- eignet sich zum Aufnehmen großer Flüssigkeitsmengen (bis zum 5-fachen seines Eigengewichts)
- verklebt nicht mit dem Wundgrund, ermöglicht schmerzarme Verbandwechsel
- als Träger von Antibiotika, Chemotherapeutika und Fibrinolytika geeignet
- immunologisch inaktiv

## Anwendungsbeispiele

- Hautdefekte, bei denen ein Primärverschluss nicht möglich oder nicht gewünscht ist
- akute und chronische Osteomyelitis
- infizierte Defektwunden
- chronische Wunden
- unterminierte granulierende Wunden
- Wundabdeckung nach offener Amputation
- Verbrennungen

## Lieferbare Größen

- Art.-Nr. 1255887 Größe 5x5x0,9 cm
- Art.-Nr. 1255889 Größe 7,5x10x0,9 cm
- Art.-Nr. 1255890 Größe 10x15x0,9 cm
- Art.-Nr. 1255897 Größe 20x25x0,9 cm