


► **niedrigvakuum-drainage**

silikon-drainagesysteme
für die sanfte ableitung von
wundflüssigkeiten und sekreten



silikon-drainagen


- ▶ unsere drainagen bestehen aus 100% medizinischem silikon
- ▶ silikon-drainagen sind sehr weich und flexibel und dadurch äußerst gewebefreundlich
- ▶ durch die sehr geringe gewebeadhäsion können schädigungen und nekrosen vermieden werden
- ▶ die drainagen können ohne die gefahr einer wundirritation entfernt werden
- ▶ die silikontypischen positiven materialeigenschaften hemmen ein anhaften von wundsekret und somit die gefahr des verstopfens der drainage
- ▶ die drainagen sind röntgenpositiv und können so leicht lokalisiert werden
- ▶ doppelt steril verpackt, latexfrei

silikon- flachdrainagen

typ jackson-pratt, vollperforiert, schlauchlänge 600 mm

sehr flacher und flexibler drainageschlauch
aus reinem medizinischen silikon

- ▶ sehr weiches, nicht adhäsives material, besonders für empfindliche gewebestrukturen geeignet
- ▶ sichere sekretableitung durch spezielles innenprofil
- ▶ lässt sich leicht und schmerzarm entfernen



	GRÖSSEN	MENGE / VE
▶	7 mm x 200 mm # MS/4020/07x20	10 stück
▶	10 mm x 200 mm # MS/4020/10x20	10 stück
▶	13 mm x 200 mm # MS/4020/13x20	10 stück

silikon-drainagen vollkanneliert

s-line drains, schlauchlänge 600 mm

drainageschlauch mit 4 durchgehenden kanälen
aus reinem medizinischen silikon

- ▶ optimierte drainageleistung
- ▶ verringertes verstopfungsrisiko
- ▶ besonders gewebeschonend
- ▶ lässt sich leicht und schmerzarm entfernen



GRÖSSEN	MENGE / VE
▶ 3 mm / 9 FR x 200 mm # MS/00084/03	10 stück
▶ 5 mm / 15 FR x 200 mm # MS/00084/05	10 stück
▶ 6 mm / 18 FR x 200 mm # MS/00084/06	10 stück
▶ 7 mm / 21 FR x 200 mm # MS/00084/07	10 stück
▶ 3,5 mm x 8 mm x 200 mm # MS/00084/3,5x8	10 stück
▶ 4 mm x 11 mm x 200 mm # MS/00084/4x11	10 stück

silikon- reservoire

zum direkten anschluss an silikon-drainagen

transparentes silikon-reservoir mit messskala

- ▶ aktive unterstützung der drainage durch kontinuierliches vakuum
- ▶ kein rückfluss drainierter sekrete durch integriertes antirefluxventil
- ▶ hoher infektionsschutz



GRÖSSEN	MENGE / VE
▶ 100 ml volumen, einfacher drain-anschluss # MS/00041/100	10 stück
▶ 150 ml volumen, einfacher drain-anschluss # MS/00041/150	10 stück
▶ 400 ml volumen, zweifacher drain-anschluss # MS/00041/400	10 stück



velo medizinprodukte gmbh

Lohweg 17

D-92369 Reichertshofen

Telefon +49 (0)9181 / 26 14 12

Fax +49 (0)9181 / 26 14 13

velo@medizinprodukte.com

www.velo-medizinprodukte.com

